

GUÍA DE APLICACIÓN (PACIENTE)

DEFIANCE® RODILLERA CUSTOM

1. PREPARACIÓN INICIAL



- A. Sentarse en el borde de una silla firme y estable.
- B. Rodilla ligeramente doblada (45°) y el pie sobre el piso.

4. FIJAR LAS CORREAS DE #1 & #2



- A. Para Evitar la migración la banda alrededor de la pantorrilla debe estar en completo contacto con la pierna y no fuera de la rodillera.
- B. No fije la correa exterior #4 hasta el paso 5.

4. FIJAR LAS CORREAS DE #1 & #2



- A. Ajuste la correa del muslo inferior #3. (Fig 5A) hasta que quede cómoda.
- B. Asegure la correa superior delantera de la pantorrilla #4; hasta que quede bien ajustada crítico para los pacientes de ACL. (Fig. 5B)

2. COLOCACIÓN DE ORTESIS Y BISAGRA



- A. Con las correas sueltas, pasa la rodillera a la abrazadera.
- B. Coloque las bisagras 1 pulgada por encima de la parte superior de la rótula. (Fig 2A)
- C. Presione las bisagras ligeramente detrás de la línea media de la rodilla. (Fig 2B)

4. FIJAR LAS CORREAS DE #1 & #2



- A. Ajuste la correa del fondo de la pantorrilla #1, (Fig 4A) hasta que la sienta cómoda.
- B. Asegure la correa superior del muslo #2. Si esta apretado, esto puede causar que el soporte se deslice hacia abajo. (Fig 4B)
- C. Nuevamente, empuje las bisagras ligeramente detrás de la línea media de la rodilla.

6. CORREA DE AJUSTE #5



- A. Asegure la correa posterior de la pantorrilla #5, hasta que la sienta cómoda.
- B. Después del ajuste inicial, no tiene que remover/ajustar esta correa; está mantendrá la banda contra la migración en su lugar.



- A. La rodillera debe ajustarse cómodamente a la pierna. Pacientes OA deben sentir leve empuje a un lado de la rodilla.

Si requiere asistencia adicional, puede comunicarse con un especialista de producto al: 1.888.405.3251

Guía de solución de problemas

Colocación apropiada de la bisagra



- Las bisagras están en la línea media
- Las almohadillas hacen contacto completo con la pierna.

- Afloje todas las correas
- Levantando ligeramente, presione las bisagras,
- Vuelva a apretar todas las correas


Alineación correcta



- Las bisagras están ligeramente superior a la rodilla
- Las almohadillas hacen contacto completo con la pierna

- Afloje todas las correas
- Elevar las bisagras en la pierna
- Vuelva a apretar todas las correas

Ajuste apropiado



- No debe haber espacio.
- Las almohadillas hacen contacto completo con la pierna

- Puede añadir almohadillas adicionales
- Llame a su representante para discutir una posible re-evaluación
- Pregunte por la garantía