



ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE

The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable of performing the directions, warnings and cautions in the information for use.

INTENDED USE/INDICATIONS

Elastic wrist support with malleable aluminium palmar stay and removable compression strap

FEATURES

- Removable, malleable palmar aluminum stay for stabilization of the wrist
- Removable strap to adjust compression level
- 3-D anatomically contoured knit provides comfortable, uniform compression
- Breathable material

INDICATIONS

- Chronic, post-traumatic or postoperative inflammation of the wrist joint and/or soft tissues
- Wrist sprains
- Wrist Tendinitis (tenosynovitis)
- Mild Osteoarthritis
- Rheumatic wrist pain (arthritis)
- Carpal Tunnel Syndrome

CONTRAINDICATIONS

The support should only be used after consulting a health care professional if you suffer from the following symptoms:

- Skin diseases and injuries in the injured area (e.g. allergy-related skin changes, irritations, scars with swelling, redness, hyperthermia)
- Lymphatic disorders, indistinct soft tissue swelling on affected area
- Circulatory or sensory disorders in affected area

WARNING & PRECAUTIONS

If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.

If you have skin disorders/injuries in the relevant part of the body, the product should be fitted and worn only after consultation with a medical professional.

APPLICATION INSTRUCTIONS

- Choose the support in left or right model according to the affected hand.
- Pull the support over your hand and wrist, placing the thumb in the opening on the side.
- For correct positioning, ensure that the hole of the silicone insert located on the interior of the support, covers the tuberosity on the lateral (external) part of the wrist.
- The removable palmar aluminum stay can be adjusted to individual needs by bending it carefully.
- Freely, attach the removable strap to the small velours piece on the internal side of the support and wrap it around the wrist. The strap will provide additional compression and stability, adjust it according to your needs. Avoid tightening the strap too much and loosen it immediately if you feel it is too tight.

Advice: When using the removable strap, avoid direct contact between the Hook & Loop of the strap and the knitted support, as this will damage the visual aspect of the knit.

If you no longer need the aluminum stay for stabilization it can be removed. To remove the stay, hold the support by the top end and gently pull the aluminum stay out of its pocket.

6. Falk Sie die stabilisierende Aluminiumschiene nicht mehr benötigen, können Sie diese herausnehmen. Halten Sie die Schiene dafür am oberen Ende fest und ziehen Sie die Aluminiumschiene vorsichtig aus ihrer Hülle.

USAGE INSTRUCTIONS

- Worn directly on the skin, the skin should be free from injuries, moisture, oils, creams, gels or similar residues when support is being used.
- The support should not be worn for more than 8 hours a day.
- With proper use and the observance of all instructions, no pressure points should occur.
- The manufacturer shall bear no responsibility for any changes to the product, or incorrect usage.

CARE

- Hand wash in lukewarm water (30 °C) with a mild detergent
- Air dry (do not place on radiators/heaters or other heat sources)
- Do not use bleach or chlorine do not iron.

COMPOSITION

- Knitted material: Polyamid, elastin, polyester, natural rubber latex
- Insert: silicone
- Internal Cover: tery cloth
- Strap: Polyamid
- Stay: Aluminium

LATEX

THIS PRODUCT CONTAINS NATURAL RUBBER LATEX.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY

WARRANTY DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

DONJOY

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER BANDAGE BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

ANWENDERPROFIL:

DER ANWENDER SOLLTE IN DER LAGE SEIN:

- DIE ANWEISUNGEN, WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN ZU LESEN UND ZU VERSTEHEN

ZWECKBESTIMMUNG

Handgelenk-Kompressionsbandage mit anformbarer Aluminium Stabilisierungsschiene und Zuggurt

MERKMALE

- Heranrnehmbare volare Aluminiumschiene zur Stabilisierung des Handgelenks
- Optionaler Klettgurt zur Kompressionsregulierung
- Hohe Kompression durch 3D-Formgebung
- Atmungsaktives Material

INDIKATIONEN

- Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks
- Verschauungen (Distorsion)
- Sehnerschedenentzündung (Tendovaginitis)
- Leichte Arthrosen
- Rheumatische Handgelenkschmerzen (Arthralgien)
- Karpaltunnelsyndrom

KONTRAINDIKATIONEN

Bei folgenden Krankheitsbildern sollte das Hilfsmittel nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden:

- Hauterkrankungen bzw. Verletzungen im betroffenen Körperbereich (z.B. allergisch bedingte Hautveränderung, Entzündungen, Narben mit Schwellungen, Rötungen, Überwärmung.)
- Lymphabflussstörungen, distale unklare Weichteilschwellungen im betroffenen Körperbereich
- Durchblutungs- oder Empfindungsstörungen der betroffenen Extremitäten

ADVERTENZEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Wenn während der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsveränderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihrem Arzt auf.

Sei Sie bei Hauterkrankungen/Verletzungen in der relevanten Körperteile des Körpers, sollte das Produkt nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden.

ANLEGEN DER BANDAGE

- Wählen Sie je nach betroffenem Handgelenk ein rechtes oder linkes Modell der Bandage in der passenden Größe.
- Streifen Sie die Bandage so über das Handgelenk, dass der Daumen in der vorgesehenen Öffnung liegt.
- Die Bandage sitzt richtig, wenn der laterale (äußere) Handrückenhol von der ringförmigen Aussparung der Polster umschlossen wird
- Die Aluminiumschiene zur Lagerung des Handgelenks kann durch Biegen an Ihre anatomischen Bedürfnisse angepasst werden.
- Bei Bedarf befestigen Sie das Klettband mit der schmäleren Klettfläche auf dem Veloursstreifen auf der Innenseite des Handgelenks und schließen Sie den Klettgurt gemäß Ihres individuellen Stabilisierungsbedarfs.

Advice: Wenn Sie die Bandage tragen, vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen dem Haken- und Schlaufenverschluss der Bandage und dem gestrickten Support, da dies die optische Erscheinung des Produkts beeinträchtigen kann.

6. Falls Sie die stabilisierende Aluminiumschiene nicht mehr benötigen, können Sie diese herausnehmen. Halten Sie die Schiene dafür am oberen Ende fest und ziehen Sie die Aluminiumschiene vorsichtig aus ihrer Hülle.

ANWENDUNGSHINWEISE

- Die Bandage wird direkt auf der Haut getragen. Deswegen darf die Haut keine Verletzungen aufweisen und sollte beim Anziehen frei von Feuchtigkeit, Ölen, Fetten, Gelen oder ähnlichen Rückständen sein.
- Pro Tag sollte die Bandage nicht mehr als 8 Stunden getragen werden.
- Bei ordnungsgemäßem Gebrauch und Beachtung aller Hinweise können keine Druckstellen auftreten.
- Veränderungen am Produkt oder nicht zweckgemäße Verwendung schließen die Produkthaftung des Herstellers aus.

PFLEGE

- Handwäsche in lauwarmen Wasser (30 °C) mit Kaltwaschmittel
- An der Luft trocknen (nicht auf Heizkörpern oder andere Wärmequelle legen)
- Nicht bleichen, nicht bügeln, nicht chloren

VERWENDETE MATERIALIEN

- Strick: Polyamid, Elastan, Polyester, Elastoden (Natur Latex)
- Polster: Silikon
- Abdeckung: Frottee
- Gurt: Polyamid
- Punkt de apoyo: Aluminium

LATEX

ACHTUNG: DIESES PRODUKT ENTHÄLT NATÜRLICHEN LATEX UND KANN ALLERGISCHE REAKTIONEN VERURSACHEN.

LATEX

ACHTUNG: DIESES PRODUKT ENTHÄLT NATÜRLICHEN LATEX UND KANN ALLERGISCHE REAKTIONEN VERURSACHEN.

FÜR DEN GEBRAUCH DURCH EINEN EINZIGEN PATIENTEN BESTIMMT

GARANTEE DJO, LLC garantiert bei Material- oder Herstellungsdefekten die Reparatur bzw. den Austausch des kompletten Produktes oder eines Teils des Produktes und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSETZ MODERNSTER VERFAHREN MAXIMALE COMPATIBILITÄT VON FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

PERFIL DEL USUARIO OBJETIVO:

EL USUARIO DEBE SER CAPAZ DE REALIZAR LO SIGUIENTE:

- LEER Y COMPRENDER LAS INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

USO PREVISTO/INDICACIONES

Soporte elástico de muñeca con punto de apoyo palmar de aluminio maleable y correa extraíble de compresión

CARACTERÍSTICAS

- Stecca palmare in alluminio modellabile e rimovibile per la stabilizzazione del polso
- Correa estraíble para ajustar el nivel de compresión
- El tejido en 3D con contorno anatómico proporciona una compresión cómoda y uniforme
- Materiał transpirable

INDICACIONES

- Inflamación crónica, posttraumática o tras una intervención quirúrgica de los tejidos blandos o la articulación de la muñeca
- Esguinces de muñeca
- Tendinitis del polso (tenosinovitis)
- Osteoartritis leve
- Dolor reumatoide en la muñeca (artralgia)
- Síndrome del túnel carpiano

KONTRAINDICACIONES

Il supporto deve essere utilizzato solo previo consulto di un professionista sanitario, nel caso in cui si ripresenti i seguenti sintomi:

- Dermatiti e lesioni cutanee nell'area interessata (p. es., cambios cutáneos relacionados con alergias, irritaciones, cicatrices inflamadas, enrojecimiento, hipertermia)
- Disturbi del sistema linfático, gonfiore indistinto dei tessuti molli nella zona interessata
- Trazzomni circolatori o sensoriali en la zona afectada

ADVERTENZE E PRECAUZIONI

Si soffre algún dolor, inflamación, alteración de la sensación o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.

Se si avverte dolore, gonfiore, cambiamenti nella sensibilità o qualsiasi altra reazione inconsueta, rivolgersi immediatamente al medico curante.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

- Elegir el modelo izquierdo o derecho del soporte según la mano afectada.
 - Tirar el soporte sobre la mano y la muñeca, introduciendo el pulgar en la abertura lateral.
 - Para una colocación correcta, asegurarse de que el orificio del inserto de silicona situado en el interior del soporte cubra la tuberosidad de la parte lateral (externa) de la muñeca.
 - La stecca palmare in alluminio estraíble se puede ajustar según las necesidades individuales dobblándolo con cuidado.
 - Si fuera necesario, sujetar la correa extraíble a la pequeña pieza ateropelada de la parte interna del soporte y pásela alrededor de la muñeca. La correa proporcionará compresión adicional y estabilidad, ajustándola según sus necesidades. Evitar apretar en exceso la correa y arrojla inmediatamente si la nota demasiado apretada.
- Consejo: cuando utilice la correa extraíble evite el contacto entre el velcro de la correa y el soporte textil, ya que esto dañará el aspecto visual del tejido.
6. Si ya no necesita el punto de apoyo de aluminio, se puede retirar. Para ello, sujete el soporte por su extremo superior y tire suavemente del punto de apoyo de aluminio para sacarlo de su bolsillo.

INSTRUCCIONES DE USO

- Cuando se coloque el soporte, la piel no ha de tener lesiones ni humedad, aceites, cremas, gels ni residuos de ninguna otra sustancia similar.
- No utilice el soporte durante más de 8 horas al día.
- Si se utiliza correctamente y se respetan todas las instrucciones, no debería producirse ningún punto de presión.
- El fabricante no se hace responsable de ningún cambio en el producto o de un uso incorrecto.

CAUIDADO

- Lavado a mano con agua tibia (30 °C) con un detergente suave
- Secado al aire libre (no lo exponga a radiadores/calentadores o cualquier otra fuente de calor)
- No utilize lejía ni lo planche

COMPOSIZIONE

- Materiale del rivestimento in maglia: poliamide, elastina, poliestere, lattice di gomma naturale
- Inserto: silicona
- Rivestimento interno: tessuto di spugna
- Cinturino: poliamide
- Correa: poliamida
- Punto de apoyo: aluminio

LATEX

PRECAUTION: ESTE PRODUCTO CONTIENE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL QUE PODRÍA CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS.

LATEX

PREVISTO PARA SU USO EN UN SOLO PACIENTE

GARANZIA DJO, LLC se compromete a reparar o sostituire la totalità o parte del dispositivo e dei relativi accessori, pro difetti del materiale o della fabbricazione, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

AVVISO: SE BIENTE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES EN EL EMPLEO DE TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO VIENE DADA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL UTENTE:

L'UTENTE DEVE ESSERE IN GRADO DI:

- LEGGERE E COMPRENDERE LE ISTRUZIONI, LE AVVERTENZE E LE PRECAUZIONI.

USO PREVISTO/INDICAZIONI

Polsera elastica con stecca palmare in alluminio modellabile e cinturino di compressione rimovibile

CARATTERISTICHE

- Stecca palmare in alluminio modellabile e rimovibile per la stabilizzazione del polso
- Cinturino rimovibile per la regolazione del livello di compressione
- Il tessuto in maglia 3-D, sagomato anatomicamente, assicura una compressione uniforme e confortevole
- In materiale traspirante

INDICAZIONI

- Inflamazione cronica post-traumatica o postoperatoria dell'articolazione e/o dei tessuti molli del polso
- Stramamento del polso
- Tendinite del polso (tenosinovite)
- Milde artrose
- Dolore reumatico del polso (artralgia)
- Sindrome del tunnel carpale

KONTRAINDICAZIONI

Il supporto deve essere utilizzato solo previo consulto di un professionista sanitario, nel caso in cui si ripresentino i seguenti sintomi:

- Patologie e lesioni cutanee nell'area interessata (ad es., alterazioni cutanee correlate ad allergia, irritazioni, cicatrici con gonfiore, arrossamenti e ipertermia)
- Disturbi del sistema linfatico, gonfiore indistinto dei tessuti molli nella zona interessata
- Trazzomni circolatori o sensoriali en la zona afectada

ADVERTENZE E PRECAUZIONI

Qualora nel corso dell'utilizzo di questo prodotto si avvertano dolore, gonfiore, cambiamenti nella sensibilità o qualsiasi altra reazione inconsueta, rivolgersi immediatamente al medico curante.

En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Scegliere la polsera nel modello destro o sinistro a seconda della mano interessata.
 - Tirare la polsera lungo la mano e il polso, inserendo il pollice nell'apertura laterale.
 - Per un posizionamento corretto, accertarsi che il foro dell'inserto in silicone situato nella parte interna della polsera copra la tuberosità presente sulla parte laterale (esterna) del polso.
 - La stecca palmare in alluminio rimovibile può essere regolata secondo le esigenze individuali piegandola con attenzione.
 - Se necessario, attaccare il cinturino rimovibile al piccolo componente in velours situato sul lato interno della polsera e avvolgerlo attorno al polso. Il cinturino assicura una compressione e una stabilità supplementari, regolando secondo le esigenze individuali. Evitare di stringere eccessivamente il cinturino e allentarlo immediatamente nel caso in cui risultino troppo stretto.
- Consiglio: quando si usa il cinturino rimovibile, evitare il contatto diretto tra la soletta in Velcro del cinturino e il tessuto interno in maglia della polsera, al fine di non compromettere l'aspetto estetico del rivestimento.
6. La stecca in alluminio può essere rimossa, nel caso non sia più necessaria per la stabilizzazione. Per rimuoverla la stecca, tenere la polsera in corrispondenza della sua estremità apicale ed estrarla delicatamente dall'apposita tasca.

ISTRUZIONI D'USO

- Prima di usare il supporto, verificare che la pelle sia priva di lesioni, asciutta e che non presenti residui di oli, creme, gel o simili.
- Il supporto non deve essere indossato per più di 8 ore al giorno.
- Se si osserva tutto le istruzioni e si fa un uso adeguato del supporto, non dovrebbero verificarsi punti di pressione.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali alterazioni del prodotto in caso di uso scorretto.

MANTENIMENTO

- Lavare a mano in acqua tiepida (30 °C) con un detergente delicato.
- Lasciare asciugare all'aria (non mettere su termosifoni/stufe o altre fonti di calore).
- Non usare candeggina o doro e non stirare.

COMPOSIZIONE

- Materiale del rivestimento in maglia: poliamide, elastina, poliestere, lattice di gomma naturale
- Inserto: silicona
- Rivestimento interno: tessuto di spugna
- Cinturino: poliamide
- Correa: poliamida
- Stecca: alluminio

LATEX

PRECAUTION: ESTE PRODUCTO CONTIENE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL QUE PODRÉBBE CAUSARE REAZIONI ALLERGICHE.

LATEX

DESTINATO ALL'USO SU PAZIENTE SINGOLO

GARANZIA DJO, LLC si impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del dispositivo e di relativi accessori, in caso di difetti di lavorazione o materiali, rivenuti entro sei mesi dalla data di acquisto.

AVVISO: SEBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'EMPLEO DI TÉCNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS AAVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR POUR LEQUEL L'ATTELLE A ÉTÉ CONÇUE :

L'UTILISATEUR DOIT ÊTRE CAPABLE DE :

- LIRE ET COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS, LES AVERTISSEMENTS ET LES MISES EN GARDE.

UTILISATION / INDICATIONS

Attelle de poignet élastique avec, édöse palmaire aluminium amovible et sangle de compression amovible

CARACTÉRISTIQUES

- Édöse palmaire aluminium amovible pour stabilisation de l'articulation du poignet
- Sangle amovible pour ajuster le niveau de compression
- Gébred matériau mèl 3D anatomique pour un confort et une compression uniforme
- Tedile respirant

INDICATIONS

- Inflammatiön chronique post-traumatique ou postopératoire des tissus de l'articulation du poignet
- Entorses de poignet
- Tendinites du poignet (ténoosynovite)
- Arthrose légère
- Réumatoïde pijn in de pols (artralgie)
- Syndrome du canal carpien

CONTRE-INDICATIONS

Si vous souffrez des symptômes suivants, n'utilisez l'attelle qu'après consultation d'un professionnel de la santé :

- Maladies de la peau et blessures autour de la zone affectée (abérations de la peau suite à des allergies, inflammations, cicatrices récentes, rougeurs, hyperthermie, etc.)
- Troubles lymphatiques, gonflement non-spécifique des tissus
- Troubles sensoriels ou circulatoires en la zone affectée

ADVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

Als u lijdt aan pijn, zwelling, veranderingen in uw gevoel of andere ongebruikelijke reacties, raadpleeg dan uw arts of uw arts, zwellng, gevoelsveranderingen of andere ongebruikelijke reacties ondervindt, verwij u dit product gebruikt.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Choisissez l'attelle en fonction du poignet affecté. Gauche ou Droite.
 - Tirez l'attelle par-dessus la main et le poignet, en prenant soin de placer le pouce dans l'ouverture prévue à cet effet.
 - Pour bien positionner l'attelle, assurez-vous de placer le trou de l'insert en silicone (situé à l'intérieur de l'attelle) par-dessus la tubérosité latérale (externe) du poignet.
 - L'édöse palmaire en aluminium est malleable et peut être ajustée selon les besoins du patient.
 - Si besoin, fixez la sangle amovible sur la patte en velours sur le côté interne de l'attelle, puis enveloppez la sangle autour du poignet. La sangle fournit une compression et une stabilisation supplémentaires. Ajustez-la selon vos besoins. Évitez de serrer trop la sangle, et relâchez-la immédiatement si vous sentez qu'elle est trop serrée.
- Advice: Vermijd bij het gebruik van de verwijderbare band rechtstreeks contact tussen de haaklus van de band en de gebreide steun. Het woude aspect van het gebreide materiaal wordt anders aangetast.
6. Als u de aluminium belem niet meer nodig hebt voor stabilisatie, kunt u deze verwijderen. Houd hiervoor de steun aan de bovenkant vast en trek de aluminium belem voorzichtig uit het ervoor bestemde vak.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Si l'attelle est portée directement sur la peau, la peau ne doit pas être blessée ou humide et ne doit pas présenter de traces d'huile, de gras, de gel ou de résidus similaires.
- L'attelle ne doit pas être portée plus de 8 heures par jour.
- Si by het juist gebruik en naleving van alle instructies ontstaan er geen drukpunten.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de toute modification apportée au produit ou d'une mauvaise utilisation.

ENTRETIEN

- Laver à la main à l'eau tiède (30 °C) à l'aide d'un détergent doux.
- Laisser sécher à l'air libre (ne pas placer sur un radiateur ou une autre source de chaleur)
- Ne pas utiliser de javel ou de chloro, et ne pas repasser.

COMPOSIZIONE

- Tricot: poliamide, elastine, polyester, gomme naturelle latex
- Insert: silicone
- Doubleure interne: tissu éponge
- Sangle: poliamide
- Édöse: aluminium

LATEX

OPGELET: DIT PRODUCT BEVAT NATUURLIJK RUBBERLATEX EN KAN ALLERGISCHE REACTIES VEROOZAKEN.

